

# Sekumatic® FRE

**Šķidrāis tīrītājs uz enzīmu bāzes lietošanai mazgājamās mašīnās medicīnas un laboratoriju jomā.**

- Lietojot pH neitrāls
- Lietojams arī eloksētā alumīnija daļām
- Saskaņots ar dezinfekcijas līdzekli Sekumatic FD

## **Ķīmiskais sastāvs**

Nejonu tenzīdi, enzīmi, glikoli, šķīdinātāji, konservanti.

UBA 04161672

## **Lietošanas jomas**

Universāli lietojams mašīnās ar dozēšanas sūkni. Termojūtīgu instrumentu un aprīkojuma ķīmiski- termiskai tīrīšanai ( 60°C programma ) :

- anestēzijas, ķirurģijas un uroloģijas piederumiem no plastmasas un elastomēriem ( piem., gumijas)
- OP-apaviem
- zīdaiņu pudelītēm

## **Lietošana**

Programmas izvēlas pēc mašīnas ražotāja ieteikumiem:

dozēšana notiek ar pašas mašīnas dozējamo sūkni ar devu 5 ml/ Litru

## **Uzmanību!**

Ja šķidrums iekļuvis acīs, tās pamatīgi izskalot ar ūdeni.

Uzglabāt vēsumā, oriģināliepakojumā.

Sargāt no bērniem.