

# Incidin® Foam

**Lietošanai gatavs ātras iedarbības putu alkoholisks dezinfekcijas līdzeklis**

- ♦ Aktīvi tīrošs
- ♦ Neveido aerosolus
- ♦ Saudzīgs materiāliem

Lietošanai gatavs putu smidzināmais dezinfekcijas līdzeklis ar ātru iedarbību jūtīgām virsmām un medicīniskajam aprīkojumam.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
♦ Plaša iedarbība uz baktērijām (arī Tbc), sēnītēm un vīrusiem.	♦ Augsta dezinfekcijas drošība uz visām virsmām.
♦ Putu smidzinātājs	♦ Jums nav jāelpo aerosola mākonis.
♦ Putas	♦ Redzams virsmas pārklājums, saudzīga dezinfekcija
♦ Ar glukoproramīnu	♦ bez aldehīdiem, lietotāji labi panes preparātu
♦ Dažādu darbīgo vielu līdzsvarots sastāvs	♦ Laba pārklāšana, pateicoties alkoholiem, ātri, bez atlikumiem nožūt, labi tīra
♦ Svaigs citrusu aromāts	♦ patīkami darba apstākļi
♦ Lietošanai gatavs	♦ vienkārša lietošana, izmantojams nekavējoties
♦ Īpaši īss iedarbības laiks	♦ ātri panākama drošība pacientiem un personālam, virsmas var biežāk izmantot
♦ Materiālu izturība plaši pārbaudīta	♦ Lietojams metāliem, plastmasām, lakotām virsmām, akrilstikls, polikarbonāts, polisulfons, u.c.

**Sastāvs:** 100g satur: 20g 2-propanola, 10g etanola, 0,2g benzalkonija hlorīda, 0,01g glukoproramīna

Lietošanas joma	Lietošanas nosacījumi
Ātras iedarbības smidzināms dezinfekcijas līdzeklis medicīnas inventāram. Piemērots arī citām virsmām.	Lietošanai gatavs šķīdums. Ar produktu noklāt virsmas un piederumus no apm. 30cm attāluma (40ml/m <sup>2</sup> ) un atļaut nožūt. Tad at tīru dvieli noslaucīt. Var neatšķaidītu uzliet uz papīra dvieļa, ar to noslaucīt virsmu un ļaut nožūt.

## Mikrobioloģiskie un viroloģiskie rādītāji

Lieto neatšķaidītu	Iedarbības laiks
Virsmu dezinfekcija pēc DGHM	5 min.
Ātrai dezinfekcijai uz baktērijām pēc DGHM metodes	1 min.
Iedarbība uz Mycobacterium terrae pēc DGHM metodes	5 min
Iedarbība uz HBV (ieskaitot HIV)	5 min
Iedarbība uz DVV vīrusiem:	
Vakcinia (elstree)	1 min
Adeno (adenoid 6)	1 min
Papova SV 40 (777)	30 sek
Rota vīrusi	30 sek

## Iepakojuma veidi

12x1Lpudeles	12x1l	YFS 12
5l plastmasas kannas	2x5l	YFS 2

**Ievērbai:** vispusīgi mikrobioloģiski, viroloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski pārbaudīts. Lūdzu jautājiņiet pēc mūsu novērtējumu atskaitēm.

CE 0297