

Incidin® Liquid Spray

ātras iedarbības alkoholisks dezinfekcijas līdzeklis

- ♦ bez aldehīdiem
- ♦ nožūst, neatstājot atlikumus

Visos gadījumos, kad medicīnā svarīga ātra iedarbība un virsmu tūlītēja nožūšana

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
♦ Plaša iedarbība uz baktērijām (arī Tbc), sēnītēm un vīrusiem, ieskaitot B-hepatītu (HBV) un AIDS izraisītāju (HIV)	♦ Augsta dezinfekcijas drošība uz visām alkoholizturīgām virsmām, pat riska nozarēs, piem. sakarā ar iedarbību uz HBV OP jomā un ārstu praksēs
♦ Dažādu darbīgo vielu līdzsvarots, sinerģisks sastāvs	♦ ērta apsmidzināšana, pateicoties alkoholiem, ātri, bez atlikumiem nožūst
♦ bez aldehīdiem	♦ lietotāji labi panes preparātu
♦ patīkams aromāts	♦ patīkami darba apstākļi
♦ lietošanai gatavs	♦ vienkārša lietošana, izmantojams nekavējoties
♦ īpaši īss iedarbības laiks	♦ ātri panākama drošība pacientiem un personālam
♦ Sertificēts DGHM	♦ Vislabākais nodrošinājums lietotājam
♦ Materiālu izturība plaši pārbaudīta	♦ Lietojams metāliem, plastmasām, un alkoholizturīgām lakotām virsmām.

Sastāvs: 100g satur: 35g 2-propanola, 25g 1-propanola.

Lietošanas joma	Lietošanas nosacījumi
Ātras iedarbības smidzināms dezinfekcijas līdzeklis medicīnas inventāram. Piemērots arī citām alkoholizturīgām virsmām.	Lietošanai gatavs šķīdums. Ar produktu noklāt virsmas un piederumus no apm. 30cm attāluma (40ml/m ²) un atļaut nožūt. Ja tiek lietotas elektriskas ierīces, jāpārlicinās par drošību pret eksplozijām un spriegumu.

Mikrobioloģiskie un viroloģiskie rādītāji

Lieto neatšķaidītu	Iedarbības laiks
Virsmu profilaktiskā dezinfekcija un vispārīgai praksei (DGHM)	5 min.
Ātrai dezinfekcijai pēc DGHM metodes	1 min.
Iedarbība uz HBV (ieskaitot HIV)	2,5 min
Virsmu dezinfekcija pret Tbc	5 min
Rota vīrusi	1 min
Iedarbība uz DVV vīrusiem: Vakcinia Adeno Papoca	5 min 5 min 10 min

Iepakojuma veidi

12x1Lpudeles	12x1l	YLS 12
5l plastmasas kannas	2x5l	YLS 2

Ievēribai: vispusīgi mikrobioloģiski, viroloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski pārbaudīts. Lūdzu jautājiet pēc mūsu novērtējumu atskaitēm.

CE 0301