

Seucid N

Endoskoku un medicīnisko ierīču dezinfekcijai

Glutaraldehīda 2% šķīdums, gatavs lietošanai

Norādījumi

Endoskoku, medicīnisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai.

Norādījumi lietošanai

Medicīniskie un ķirurģiskie instrumenti:

Ieliet Sekucid N instrumentu vannā. Iegremdēt iepriekš notīrītus instrumentus.

Ekspozīcijas laiks – 20 minūtes, iedarbības uz sporām laiks – 2 stundas.

Skatīt bagātīgi un rūpīgi ar atbilstošas kvalitātes ūdeni.

Sastāvs: glutaraldehīds, pH stabilizators, antikorozijs viela.

Iedarbība

Baktrīcīds: EN 1040, NF T 712-171 ; Iedarbojas uz Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium, Mycobacterium xenopi.

Fungicīds: EN 1275 ; Antivīrusu līdzeklis: NF T 72-180. Iedarbojas uz vīrusiem HVB, HVC и HIV1. Iedarbojas uz Bacillus cereus, Clostridium sporogenes sporām (metodoloģija NF 72-231/5 log ekspozīcija 1 stunda) un uz Bacillus subtilus sporām (metodoloģija T 72-301/ 3 ekspozīcija 1 stunda).

Ieteikumi

Strādāt pielāgotā un labi vēdināmā telpā.

Starp lietošanas reizēm instrumentu vannu noslēgt

Regulāri apkopt instrumentu vannas.

Šķidruma nomaiņas biežums ir atkarīgs no izpildīto procedūru skaita.

Lietot pārbaudītas mikrobioloģiskās kvalitātes ūdeni.

Fasējums

Kārba ar divām 5 litru kannām.

CE 0297