

Seku Zyme

Enzimātisks tīršanas līdzeklis medicīniskajiem instrumentiem, piemēram, fleksiblajiem endoskopiem.

Pielietošanas veids : Atkarībā no instrumentu netīrības pakāpes un veida sagatavojiet darba šķīdumu 0,5 – 2 % koncentrācijā. Tad pilnībā iegremdējiet dezinficējamo instrumentu zu 5 – 15 min. šķīdumā tā, lai tie ir pilnībā pārklāti un lai neveidojas gaisa pūslīši, sevišķi fleksiblo endoskopu kanālos. Sekojiet līdz instrumentu ražotāja ieteikumiem. Palikušo notraipījumu notīriet mehāniski, līdz instrumenti ir vizuāli pilnīgi tīri. Pēc attiecīgās ekspozīcijas instrumentu izņem no šķīduma un skalo ar vismaz dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni, vajadzības gadījumā lieto demineralizētu ūdeni. Noslēgumā veic visu virsmu, it īpaši endoskopu kanālu nosusināšanu, lai nenotiktu sekojošā dezinfekcijas līdzekļa papildu atšķaidīšana, kas var ietekmēt tā efektivitāti.

Visa procesa laikā jālieto atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas aizsargs) un apģērbs.

Sastāvs: 5 – 15% nejonu virsmas aktīvās vielas. Uzmanību! - satur enzīmus.

Var izsaukt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C. Neizliet koncentrātu kanalizācijā.

Darbiniekiem pieejamas arī drošības datu lapas.

Tikai profesionālai lietošanai.