

Sekumatic® FNZ

Šķidrāis neitralizators uz citronskābes bāzes lietošanai mazgājamās mašīnās medicīnas un laboratoriju jomā.

- Nesatur tenzīdus(neputo)

Ķīmiskais sastāvs

Citronskābe

Lietošanas jomas

Neitralizācijai pēc tīrīšanas:

- ķirurģiskajiem instrumentiem
- anestēzijas, ķirurģijas un uroloģijas piederumiem no plastmasas un elastomēriem (piem., gumijas)
- laboratorijas stikla priekšmetiem

Lietošana

Programmas izvēlas pēc mašīnas ražotāja ieteikumiem:

dozēšana notiek ar pašas mašīnas skābju izturīgu dozējamo sūkni ar devu ~1 ml/ Litru vai ar dozējamo ierīci mazgājamās mašīnas durvīs

Uzmanību!

S 25: izvairīties no saskarsmes ar acīm

S 26: ja šķidrums iekļuvis acīs, tās pamatīgi izskalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu.

Sargāt no bērniem.

Uzglabāt vēsumā, oriģināliepakojumā.