Laudamonium

Piemērots mitrām vietām

- ► Virsmu dezinfekcijai un pēdu sēnīšu profilaksei
- ▶ Baseinos un pirtīs, pateicoties mitrumam un siltumam, tiek veicināta mikroorganismu sastopamība un vairošanās. Laudamonium garantē ātru un drošu virsmu dezinfekciju un arī labu ādas noturību, to lietojot pēdu sēnīšu profilaksei.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvums
Plaša iedarbība uz baktērijām	Droša dezinfekcija baseinos, pirtīs un
(iesk. MRSA), sēnītēm,	sanitārajā jomā
un papova vīrusiem	
Plaša pielietošanas joma	Lietojams higiēniskai ķermeņa mazgāšanai
	 Var lietot arī higiēniskai roku dezinfekcijai
Mitru virsmu dezinfekcijai un	Viena lietošanas koncentrācija divām
pēdu sēnīšu profilaksei	jomām
	Pa virsmām, kas apstrādātas ar
	Laudamonium, drīkst staigāt basām kājām
DGHM sertifikāts virsmu	Vislabākais nodrošinājums lietotājam
dezinfekcijai	
➤ Var lietot ar sekojošiem dozatoriem:	Vienkārša un precīza dozēšana
DG 1, DG 2, DG 3, un DZ 1	Lietojams centralizētās vai decentralizētās
	pēdu apsmidzināšanas sistēmās

Sastāvs: 100g Laudamonium kā darbīgo vielu satur: 10g benzalkoniumhlorīdu;

Lietošanas jomas: Virsmu dezinfekcijai, higiēniskai ķermeņa mazgāšanai, pēdu sēnīšu profilakse un roku dezinfekcijai.

Ievērībai: Pie saskares ar acīm pamatīgi skalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Pirms lietošanas atšķaidīt. Koncentrātu neliet kanalizācijā. Sargāt no bērniem. Sargāt no bērniem. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā temperatūrā līdz 25°C. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Lietošana

- klīnikās, veco ļaužu un aprūpes namos
- Baseinos, saunās un fizikālās terapijas kabinetos
- Ģērbtuvēs, mazgātavās un sporta zālēs

Lietošanas joma	Lietošana
Virsmu dezinfekcija profilaksei ārstu	1 % šķīdumam ļauj iedarboties 1 st.
praksēs	
Higiēniska roku dezinfekcija	2 % šķīdumam ļauj iedarboties 2 min.
Higiēniskai ķermeņa mazgāšanai	Lieto 0,5 % darba šķīdumu
Pēdu apsmidzināšanai	Lieto 1 % darba šķīdumu

Iepakojuma formas: 6 l kanna, kods AY 6

Ievērībai: Laudamonium ir vispusīgi pārbaudīts. Lūdzu pieprasiet mūsu atsauksmes.