## Sani-Cloth 70

Lietošanai gatavas spirtu saturošas dezinfekcijas salvetes.

- Alkoholizturīgu virsmu un medicīnas ierīču (t.sk. stomatoloģisko) ātrai dezinfekcijai (saskaņā ar 93/42 EEC);
- 100 ml salvešu šķīduma satur aktīvo vielu 70 ml 2-Propanolu;
- Iedarbīgs pret baktērijām (iesk. Tbc), raugiem un apvalkotajiem vīrusiem (iesk. HBV, HCV, HIV).

## Mikrobioloáisko testu rezultāti

	Eksp.laiks
Virsmu dezinfekcija atbilstoši DGHM/2001 ar mehāniku:	
baktericīds, fungicīds, tuberkulocids (clean & dirty)	5 min
Ātrai dezinfekcijai (DGHM/2001):	
baktericīds, levurocīds, tuberkulocids (clean & dirty)	1 min
EN 13727 baktericīds (clean & dirty)	1 min
EN 13624 fungicīds (clean & dirty)	1 min
EN 14348 tuberkulocīds (clean & dirty)	1 min
Virucīda iedarbība pret apvalkotajiem vīrusiem iesk. HBV,HCV,HIV	
(saskaņā ar RKI rekomendācijām 01/2004)	15 sec

Sani-Cloth 70 jepakojumi

our olour 70 lopakojami				
Kods	Salvešu izmērs mm	<i>lepakojums</i>	Skaits iepakojumā	
3051190	200 x 220	200 salvetes kārbā	6 gb x 200 salvetes	
3051210	130 x 185	125 salvetes kārbā	6 gb x 125 salvetes	
3051230	130 x 185	125 salvešu rezerve	9 gb x 125 salvetes	