

Sekusept easy

(Sekusept easy + aktivators)

Medicīnisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai. Īpaši piemērots lokano endoskopa dezinfekcijai. Nav lietojams uz misiņa, vara, hromētu un nepārklātu alumīnija ierīču virsmām. Viegli sagatavojams

- Lieliska savietojamība
- Ātra iedarbība

Nodrošina ideālu līdzsvaru starp materiālu saderību, ātru mikrobiocīdu efektu un lietotāja drošību.

Gadiem ilgā attīstība optimizējusi neitrālu pH līmeni, nodrošinot pacienta, personāla un paša instrumenta drošību.

Aktivācijas perioda neesamība, īss iedarbības laiks un viegla lietošana palīdz saīsināt procedūru sagatavošanas laiku.

Lietojot koncentrātu, likvidēta neērtā liela apjoma trauku glabāšana un pārvešana. Ievērojami sarucis iepakojuma apmērs un, tā kā ūdeņraža pārskābe ir pilnībā bioloģiski sadalāma, Sekusept easy ir pilnīgi drošs videi.

Ziepes nesaturošā formula nodrošina visu kanālu ātru un pilnīgu izskalošanu.

Iepakojuma veids ar apzīmējumu:

Combi Pack

3020470

450 ml pudele Sekusept easy

iepakojumā 4 X 450 ml

420 ml pudele Aktivators

iepakojumā 4 X 420 ml