

## **Sani-Cloth Active**

Lietošanai gatavas spirtu nesaturošas tīršanas un dezinfekcijas salvetes.

- Visa veida virsmu un medicīnas ierīču (t.sk. stomatoloģisko) ātrai dezinfekcijai (saskaņā ar 93/42 EEC), t.sk. alkoholjūtīgiem materiāliem (akrils, organiskais stikls)
- 100 g salvešu šķīduma satur aktīvo vielu 0,45g didecildimetilamonija hlorīdu;
- Iedarbīgs pret baktērijām (iesk. Tbc), Noro un Polio vīrusu, fungi un apvalkotajiem vīrusiem (iesk.HBV, HCV, HIV).

### **Mikrobioloģisko testu rezultāti**

<b><i>Iedarbība</i></b>	<b><i>Eksp.laiks</i></b>
Virsmu dezinfekcija atbilstoši DGHM/2001 ar mehāniku: baktericīds, fungicīds, tuberkulocīds (clean & dirty)	5 min
EN 13727 baktericīds (clean & dirty)	1 min
EN 13624 levurocīds (clean & dirty)	1 min
EN 13624 fungicīds (clean & dirty)	15 min
EN 14348 tuberkulocīds (clean & dirty)	15 min
Virucīda iedarbība pret apvalkotajiem vīrusiem iesk. HBV,HCV,HIV (saskaņā ar RKI rekomendācijām 01/2004)	30 sec
Noro vīruss (testēts ar peļu norovīrusu)	1 min
Virucīda iedarbība sask. Ar RKI rekomendācijām 01/2004	30 min
EN 14476 Virucīds (tīrā vidē)	30 min

### **Sani-Cloth 70 iepakojumi**

<b><i>Kods</i></b>	<b><i>Salvešu izmērs mm</i></b>	<b><i>Iepakojums</i></b>	<b><i>Skaitis iepakojumā</i></b>
3051560	200 x 220	200 salvetes kārbā	6 gb x 200 salvetes
3051580	130 x 220	125 salvetes kārbā	6 gb x 125 salvetes
3051600	130 x 220	125 salvešu rezerve	9 gb x 125 salvetes
3051620	245 x 300	225 salvetes spainītī	1 x 225 salvetes