

Incides® N

Salvetes ātrai dezinfekcijai ar alkoholu

- ⇒ Bez aldehīdiem
- ⇒ Gatavas lietošanai
- ⇒ Patīkama smarža

Mūsu piedāvājums	Jūsu ieguvums
⇒ Efektīvas uz baktērijām (arī Tbc), sēnītēm un vīrusiem, ieskaitot Hepatīta - B vīrusu, AIDS izsaucēju (HIV) un Rota vīrusiem	⇒ Droša dezinfekcija visās jomās klīnikā un ārsta praksē
⇒ Bez aldehīdiem, dermatoloģiski pārbaudīts	⇒ Labi panesams lietotājam
⇒ Virsmu dezinfekcija 5 min. laikā atbilstoši DGHM prasībām	⇒ Ātrais efekts ir piemērots ārsta prakses vajadzībām
⇒ Patīkams aromāts	⇒ Nav nepatīkamas smakas iedarbības uz pacientu un personālu
⇒ Dažādu darbīgo vielu līdzsvarots, sinerģisks sastāvs	⇒ Ērta lietošana, pateicoties alkoholiem ātri, bez atlikumiem nožūst
⇒ Materiālu izturība plaši pārbaudīta	⇒ Lietojams metāliem, plastmasām, un alkoholizturīgām lakotām virsmām
⇒ Pieejams ērtās uzpildāmās kārbās	⇒ Samazina iepakojuma svaru, kas savukārt taupa izejvielas un samazina atkritumu daudzumu

Sastāvs: 100g šķīduma satur: 35g 2-propanola, 25g 1-propanola.

Pielietošanas joma	Ieteicamā lietošana
Alkohola izturīgu darba virsmu, medicīniskā aprīkojuma un instrumentu dezinfekcijai un tīrīšanai, kā arī dezinfekcijai apslaukot, piem., uzgaļu un leņķa galu un stomatoloģisko krēslu apslaucīšanai zobārstu praksē	Notīrīt un dezinficēt virsmas ar lietošanai gatavu mitro salveti, kārbu cieši noslēgt.

Pieejamās Incides® N iepakojuma formas

Kārba ar 90 mitrajām salvetēm	6 kārbas kastē	IDT 6
Rezerves iepakojums ar 90 salvetēm	5 rezerves iepakojumi kastē	IDT 5

Novērtējums

Ievēroībai: vispusīgi mikrobioloģiski, viroloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski pārbaudīts. Lūdzu jautājiēt pēc mūsu novērtējumu atskaitēm.

CE 0297