

Sekumatic® FR

Šķidrāis tīrītājs lietošanai mazgājamās mašīnās medicīnas un laboratoriju jomā.

Piemērots arī dialīzes aparātu tīrīšanai

- Nesatur tenzīdus (neputo)
- Tīra pamatīgi un bez nosēdumiem
- Ar korozijas un ūdens cietības inhibitoriem

Kīmiskais sastāvs

Fosfāti, silikāti, alkālījas, korozijas inhibitori

UBA 04161667

Lietošanas jomas

Universāli lietojams mašīnās ar dozēšanas sūkni :

- ķirurģiskajiem instrumentiem un rigīdajiem endokopiem
- anestēzijas, ķirurģijas un uroloģijas piederumiem no plastmasas un elastomēriem (piem., gumijas)
- laboratorijas stikla priekšmetiem
- OP-apaviem
- zīdaiņu pudelītēm

Lietošana

Programmas izvēlas pēc mašīnas ražotāja ieteikumiem:

dozēšana notiek ar pašas mašīnas alkāliju izturīgu dozējamo sūkni ar devu 3-5 ml/Litru

Uzmanību!

Satur: kālija hidroksīdu.

R 35: izraisa smagus apdegumus.

S 26: ja šķidrums iekļuvis acīs, tās pamatīgi izskalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu.

S 27: notraipītu, nolietu apģērbu nekavējoties novilkt.

S 28: saskaroties ar ādu, to nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu ūdens.

S 37/39: strādājot valkāt paredzēto aizsargapģērbu, cimdus, sejas aizsargu.

Koncentrātu neliet kanalizācijā. Sargāt no bērniem.

Uzglabāt vēsumā, oriģināliepakojumā.